

ITALIANO

Introduzione

Destinazione d'uso

I bracciali per la pressione arteriosa Welch Allyn, disponibili in misure pediatriche e per adulti, sono strumenti non invasivi utilizzabili in combinazione con sfigmomanometri automatizzati e non automatizzati per misurare la pressione sanguigna nei pazienti pediatrici e adulti.

Controindicazioni

I bracciali per la pressione sanguigna Welch Allyn, in misure pediatriche e per adulti, sono controindicati per l'uso nei neonati.

Avvertenze

Le avvertenze del presente manuale identificano condizioni o comportamenti che, se non corretti o interrotti immediatamente, possono provocare malattia, lesioni o decesso.

AVVERTENZA: possibile errore di misurazione. Utilizzare solo bracciali e accessori per la pressione sanguigna Welch Allyn approvati, l'uso di componenti sostitutivi può causare errori di misurazione.

AVVERTENZA: rischio di misurazioni imprecise. Utilizzare il bracciale solo quando l'indicatore dell'arteria rientra nell'intervallo stampato sul bracciale. In caso contrario si possono ottenere letture errate.

AVVERTENZA: rischio di lesioni per il paziente. Non installare mai connettori di tipo luer a tub per la misurazione della pressione sanguigna Welch Allyn. L'utilizzo di questi connettori nei tubi dei bracciali della pressione sanguigna comporta il rischio di una connessione errata dei tubi alla linea endovenosa del paziente e di introduzione d'aria nel sistema circolatorio di questo ultimo.

AVVERTENZA: non applicare bracciali ad aree del paziente in cui la pelle è delicata o danneggiata. Esaminare di frequente il sito di applicazione del bracciale, per verificare che non vi siano segni di irritazione.

AVVERTENZA: lasciare uno spazio per il passaggio di 1 o 2 dita tra il paziente e il bracciale.

AVVERTENZA: non applicare il bracciale agli arti utilizzati per le infusioni endovenose.

AVVERTENZA: ridurre al minimo il movimento degli arti e del bracciale durante le letture.

AVVERTENZA: assicurare una tenuta perfetta su tutti i punti di collegamento prima dell'uso.

Messaggi di attenzione

I messaggi di attenzione del presente manuale identificano informazioni, contenute nel manuale stesso, utili per evitare i guasti dell'apparechiatura.

ATTENZIONE: non strare il bracciale con un ferro da stiro caldo.

ATTENZIONE: non gonfiare il bracciale se la fascetta e il gancio non sono chiusi.

ATTENZIONE: non consentire l'ingresso di detriti estranei nei tubi o nella porta sul bracciale.

ATTENZIONE: non utilizzare vapore o calore per sterilizzare il bracciale o i tubi.

ATTENZIONE: non superare i 250 mmHg con bracciali monouso per la coccia a temperature uguali o superiori a 30 °C.

ATTENZIONE: sistemi endovenosi (EV) - non collegare i bracciali tramite connettori di tipo luer a sistemi per la somministrazione endovenosa di liquidi. In caso contrario, il liquido potrebbe penetrare nel bracciale.

Funkzionamento

Utilizzare i bracciale per la pressione sanguigna Welch Allyn esattamente come qualsiasi altro bracciale per la pressione sanguigna tradizionale. Il bracciale per la pressione sanguigna funziona in combinazione con sfigmomanometri manuali e automatizzati.

Selezionare una misura di bracciale appropriata per la circonferenza del braccio del paziente. l'intervallo applicabile, in centimetri, è stampato su ciascun bracciale.

Intervallo della pressione operativa: da 0 a 300 mmHg.

NOTA: utilizzare i bracciale solo quando l'indicatore dell'arteria rientra nell'intervallo riportato sul bracciale. Se l'indicatore dell'arteria non raggiunge l'intervallo, utilizzare un bracciale di dimensioni superiori per assicurare risultati precisi. Se l'indicatore dell'arteria supera l'intervallo, utilizzare un bracciale di dimensioni inferiori per assicurare risultati precisi.

Pulizia e disinfezione di basso livello per i bracciali per la pressione sanguigna a singolo componente (FlexiPort e Trimline) e a due componenti

AVVERTENZA: le procedure di pulizia e disinfezione devono essere eseguite da personale specializzato nella pulizia e disinfezione dei dispositivi medici.

AVVERTENZA: consultare le istruzioni del produttore del detergente o del detergente germicida per l'utilizzo appropriato e per informazioni sull'efficacia germicida.

ATTENZIONE: prima della pulizia è necessario installare nel bracciale il connettore di lavaggio o il tappo FlexiPort. In caso contrario la camera d'aria del bracciale potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente i tipi di detergenti o detergenti germicidi elencati. In caso contrario il bracciale potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE: una ipersensazione (ipertensione) potrebbe causare la degradazione del dispositivo. Attenersi a procedure di ispezione per assicurare l'integrità del dispositivo.

ATTENZIONE: non strofinare con forza il bracciale. In caso contrario si potrebbero danneggiare i contrassegni e/o compromettere l'integrità della chiusura del bracciale.

Materiali

- Detergente enzimatico a pH neutro.
- Detergente germicida a base di candeggina, idoneo per l'uso con le apparecchiature sanitarie e per la disinfezione di basso livello. Ad esempio: una soluzione contenente candeggina diluita in rapporto 1:10 (prodotti di soda a 6,500 ppm) e detergente. Riferimento per i disinfettanti autorizzati EPA: http://www.epa.gov/opapdd01/chemindex.htm
- Panni puliti o sterili, spazzola morbida, vassoio per immersione e acqua potabile (preferibilmente addolcita) per il risciacquo.

Pulizia e disinfezione di basso livello per i bracciali per la pressione sanguigna a singolo componente (FlexiPort e Trimline)

Preparazione per la pulizia

Installare il tappo FlexiPort sulla porta del bracciale o il connettore di lavaggio nel tubo del bracciale. Per informazioni sul connettore di lavaggio o il tappo appropriato per il bracciale in uso, vedere di seguito.

- Connettore di lavaggio RIF: 5082-163 per bracciali per la pressione sanguigna e singolo componente, riutilizzabili, monouso, morbidi e con isolamento, per qualsiasi paziente purché non neonato
- Connettore di lavaggio RIF: 5082-198 solo per bracciali per la pressione sanguigna monouso, morbidi per neonati
- Tappo FlexiPort RIF: 5082-159 per bracciali per la pressione sanguigna FlexiPort, riutilizzabili, monouso, morbidi e in vinile

Solo pulizia (bracciale e accessori di connessione)

- Preparare la soluzione detergente enzimatica a pH neutro secondo le istruzioni del produttore.
- Immergere o bagnare con la soluzione il bracciale e gli accessori.
- Strofinare delicatamente tutte le superfici del bracciale e degli accessori in modo da rimuovere la sporcizia visibile. Ripetere la procedura come necessario.

Pulizia e disinfezione (bracciali)

- Pulizia: saturare completamente di detergente germicida (spruzzandolo o per immersione) tutte le superfici del bracciale e degli accessori.
 - Strofinare delicatamente in modo da rimuovere la sporcizia visibile.
 - Risciacquare con acqua.
 - Asciugare le superfici, mantenendole umide, e ispezionare.
- Disinfezione: saturare di nuovo, completamente, di detergente germicida (spruzzandolo o per immersione) tutte le superfici del bracciale e degli accessori.
- Strofinare delicatamente tutte le superfici. Lasciare a contatto con l'umidità per 5 minuti o più a lungo, se indicato dal produttore del detergente germicida. Non attendere per più di 10 minuti.

Dopo la pulizia o la pulizia e disinfezione

- Risciacquare a fondo con acqua.
- Asciugare le superfici, mantenendole umide, con un panno pulito.
- Rimuovere il connettore di lavaggio e lasciare asciugare all'aria.
- Reinstallare la camera d'aria del manicoetto del bracciale.
- Ispezionare il bracciale, verificando che non sia deteriorato e che la chiusura sia integra e gonfiando per controllare che non vi siano perdite. Non utilizzarlo se si riscontrano anomalie.

Pulizia e disinfezione di basso livello per i bracciali per la pressione sanguigna a doppio componente riutilizzabili

Preparazione per la pulizia

- Inserire il connettore di lavaggio RIF 5082-163 nel tubo della camera d'aria del bracciale.
- Rimuovere la camera d'aria dal manicoetto del bracciale.

Solo pulizia (bracciale e camera d'aria)

- Preparare la soluzione detergente enzimatica a pH neutro secondo le istruzioni del produttore.
- Immergere o bagnare con la soluzione il bracciale e la camera d'aria.
- Strofinare delicatamente tutte le superfici del bracciale e della camera d'aria in modo da rimuovere la sporcizia visibile. Ripetere la procedura come necessario.

Pulizia e disinfezione (bracciale e camera d'aria)

- Pulizia: saturare completamente di detergente germicida (spruzzandolo o per immersione) tutte le superfici del bracciale e della camera d'aria.
 - Strofinare delicatamente in modo da rimuovere la sporcizia visibile.
 - Risciacquare con acqua.
 - Asciugare le superfici, mantenendole umide, e ispezionare.
- Disinfezione: saturare di nuovo, completamente, di detergente germicida (spruzzandolo o per immersione) tutte le superfici del bracciale e della camera d'aria.
- Strofinare delicatamente tutte le superfici. Lasciare a contatto con l'umidità per 5 minuti o più a lungo, se indicato dal produttore del detergente germicida. Non attendere per più di 10 minuti.

Dopo la pulizia o la pulizia e disinfezione

- Risciacquare a fondo con acqua.
- Asciugare le superfici, mantenendole umide, con un panno pulito.
- Rimuovere il connettore di lavaggio e lasciare asciugare all'aria.
- Reinstallare la camera d'aria del manicoetto del bracciale.
- Ispezionare il bracciale, verificando che non sia deteriorato e che la chiusura sia integra e gonfiando per controllare che non vi siano perdite. Non utilizzarlo se si riscontrano anomalie.

Specifiche ambientali

NOTA: smaltire lo sfigmomanometro non automatizzato o gli accessori in conformità alle leggi locali.

Temperatura di immagazzinaggio	da -20 °C a +55° C
Umidità relativa di immagazzinaggio	dal 15% al 95% (senza condensa)
Temperatura operativa	da +10 °C a +40 °C
Umidità relativa di funzionamento	dal 15% al 90% (senza condensa)

Dichiarazione legale

Welch Allyn non si assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni a qualsiasi utente o per l'uso improprio e improprio del prodotto, che risulti dal mancato utilizzo corretto di questo prodotto in conformità alle istruzioni, alle precauzioni, alle avvertenze o alle condizioni della destinazione d'uso pubblicate in questo manuale.

NEDERLANDS

Inleiding

Beoogd gebruik

Welch Allyn Bloeddrukmanchetten voor kinderen en volwassenen zijn niet-invasieve bloeddrukmanchetten die zijn bedoeld om in combinatie met niet-automatische en automatische sfigmomanometers te worden gebruikt om de bloeddruk te meten bij kinderen en volwassenen.

Contra-indicaties

Welch Allyn Bloeddrukmanchetten voor kinderen en volwassenen zijn niet geschikt voor pasgeborenen.

Waarschuwingen

Een waarschuwing in deze handleiding duidt op een toestand of praktijk die, indien deze niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of beëindigd, kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden.

WAARSCHUWING: Mogelijke meetfout. Gebruik alleen goedgekeurde bloeddrukmanchetten en -accessoires. Het gebruik van andere producten kan tot meetfouten leiden.

WAARSCHUWING: Risico op onnauwkeurige metingen. Gebruik de manchet alleen wanneer de slagaderindemarkering zich binnen het op de manchet gemarkeerde bereik bevindt. Als dat niet het geval is, kan de meting onnauwkeurige resultaten opleveren.

WAARSCHUWING: Risico op letsel bij de patiënt. Breng nooit lueroek-aansluitingen aan op een bloeddrukslang van Welch Allyn. Wanneer deze aansluitingen aan de slang van een bloeddrukslang worden gebruikt, kan deze slang per ongeluk op de intraveneuze lijn van een patiënt wordt aangesloten, waardoor er lucht in de bloedschiculate van de patiënt kan worden gebracht.

WAARSCHUWING: Breng de manchet niet aan op plekken waar de huid van de patiënt kwetsbaar of beschadigd is. Controleer de plek van de manchet regelmatig op irritatie.

WAARSCHUWING: Zorg dat er tot 2 vingers ruimte is tussen de patiënt en de manchet.

WAARSCHUWING: Plaats de manchet niet om ledematen waarin een IV-infuus is aangebracht.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de arm en de manchet tijdens het meten van de bloeddruk zo min mogelijk bewegen.

WAARSCHUWING: Controleer vóór gebruik of alle aansluitingspunten luchtdicht zijn.

'Let op'-meldingen

In deze handleiding wordt 'Let op' weergegeven bij informatie die van belang is om een goede werking van het product te waarborgen.

LET OP: Strijk de manchet niet met een heet strijkijzer.

LET OP: Pomp de manchet pas op nadat de klittenbandsluiting gesloten is.

LET OP: Zorg ervoor dat er geen vuil in de slang of de poort van de manchet kan binnendringen.

LET OP: Gebruik geen stoom of hitte om de manchet of de slang te steriliseren.

LET OP: Overschrijd het niveau van 250 mmHg niet als wegverwarmingsniveau van difformaat worden gebruikt bij een temperatuur van 30 °C of hoger.

LET OP: Intraveneuze systemen (IV) - sluit geen manchetten met lueroek-aansluitingen aan op systemen voor intraveneuze vloeistoftoediening. Hierdoor kan vloeistof in de manchet binnendringen.

Bediening

Gebruik de Welch Allyn Bloeddrukmanchet op dezelfde wijze als een traditionele bloeddrukmanchet. De bloeddrukmanchet werkt met handmatige en automatische sfigmomanometers.

Kies een geschikte manchetmaat voor de armomtrek van de patiënt. Op elke manchet wordt het bereik in centimeters weergegeven.

Drukbreik tijdens bediening: 0 tot 300 mmHg

OPMERKING: De slagaderindemarkering op de manchet moet binnen het bereik vallen van de manchet wordt aangegeven. Als de slagaderindemarkering onder het bereik ligt, moet u een grotere manchet gebruiken om nauwkeurige resultaten te krijgen. Als de slagaderindemarkering boven het bereik ligt, moet u een kleinere manchet gebruiken om nauwkeurige resultaten te krijgen.

Reiniging en desinfectie van laag niveau voor eendelige bloeddrukmanchetten (FlexiPort en Trimline) en tweedelige bloeddrukmanchetten

WAARSCHUWING: De procedures voor reiniging en desinfectie moeten worden uitgevoerd door personen die opgeleid zijn voor het reinigen en desinfecteren van medische instrumenten.

WAARSCHUWING: Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de reinigingsmiddelen en kiemdodende reinigingsmiddelen voor aanwijzingen voor het juiste gebruik en de kiemdodende werking van deze middelen.

LET OP: Om schade aan de manchetblaas te voorkomen moet de manchet slang met een reiningsplug of FlexiPort-dop worden afgesloten voordat u met de reiniging begint.

LET OP: Gebruik alleen de aangegeven typen reinigingsmiddelen of kiemdodende reinigingsmiddelen om te vermijden om de manchet te beschadigen of te vernietigen.

LET OP: Veelvuldige herhaling van de procedure kan leiden tot slijtage van de manchet. Volg de inspectieprocedures om de manchet te controleren.

LET OP: Schuur of schrob de manchet niet hardhandig. Dit kan schade veroorzaken aan de markeringen op de manchet en/of de sluiting.

Materialen

- pH-neutraal enzymatisch reinigingsmiddel.
- Kiemdodend middel op basis van bleekmiddel dat volgens het etiket geschikt is voor gebruik voor medische apparatuur en desinfectie van laag niveau, zoals een deodor met bleekmiddel in een verhouding van 1:10 (6500 ppm sodiumhypochloriet) en reinigingsmiddel. Zie informatie over EPA-geregistreerde ontsmettingsmiddelen: http://www.epa.gov/opapdd01/chemindex.htm
- Schone of steriele doeken, zachte borstel, inweelken en drinkwater om te spoelen (bij voorkeur onthard water).

Reiniging en desinfectie van laag niveau voor eendelige bloeddrukmanchetten (FlexiPort en Trimline)

Voorbereiding voor reiniging

Plaats de FlexiPort-dop op de manchetpoort of de reiningsplug in de manchet slang. Zie hieronder voor de juiste plug of dop voor elke manchet.

- Reiningsplug REF: 5082-163 voor herbruikbare, eendelige bloeddrukmanchetten, zachte en isolatiemanchetten voor eenmalig gebruik, behalve manchetten voor pasgeborenen
- Reiningsplug REF: 5082-198 alleen voor zachte bloeddrukmanchetten voor eenmalig gebruik voor pasgeborenen
- FlexiPort-dop REF: 5082-159 voor herbruikbare FlexiPort-bloeddrukmanchetten en vinylmanchetten voor eenmalig gebruik

Alleen reiniging (manchetten en accessoires voor aansluitingen)

- Reinigen: Maak alle oppervlakken van de manchet en de accessoires goed net met een kiemdodend reinigingsmiddel door het middel te spuiten of door de manchet en de accessoires onder te dompelen in het middel.
 - Gebruik een zachte borstel om het zichtbare vuil te verwijderen.
- Spoel goed na met water.
- Droog af en inspecteer.

Desinfecteren: Maak alle oppervlakken van de manchet en de accessoires opnieuw goed net met een kiemdodend reinigingsmiddel door het middel te spuiten of door de manchet en de accessoires onder te dompelen in het middel.

- Reinig alle oppervlakken met een zachte borstel. Haanter een contacttijd van 5 minuten of langer met het kiemdodende reinigingsmiddel, afhankelijk van de instructies van de fabrikant van het middel. De maximale contacttijd met het reinigingsmiddel is 10 minuten. Overschrijd deze niet.

Na reiniging of reiniging en desinfectie

- Spoel grondig na met water.
- Droog af met een schone doek.
- Verwijder de reiningsplug of de FlexiPort-dop en laat aan de lucht drogen.
- Inspecteer de manchet en de accessoires. Controleer of de manchet goed sluit en pomp de manchet op om te kijken of deze niet lekt. Gebruik de manchet niet als u een afwijking constateert.

Reiniging en desinfectie van laag niveau voor tweedelige, herbruikbare bloeddrukmanchetten

Voorbereiding voor reiniging

- Plaats de reiningsplug REF 5082-163 in de slang van de manchetblaas.
- Verwijder de blaas uit de manchet.

Alleen reiniging (manchet en blaas)

- Bereid de pH-neutrale enzymatische reinigingsoplossing volgens de instructies van de fabrikant van de oplossing.
- Dompel de manchet en de accessoires in de oplossing onder en laat deze zo nodig hierin weken.
- Dompel de manchet en de blaas in de oplossing onder en laat deze zo nodig hierin weken.
- Gebruik een zachte borstel om het zichtbare vuil te verwijderen van de manchet en de blaas. Herhaal dit zo vaak als nodig is.

Reinigen en desinfecteren (manchet en blaas)

- Reinigen: Maak alle oppervlakken van de manchet en de blaas goed nat met een kiemdodend reinigingsmiddel door het middel te spuiten of door de manchet en de blaas onder te dompelen in het middel.
 - Gebruik een zachte borstel om het zichtbare vuil te verwijderen.
- Spoel goed na met water.
- Droog af en inspecteer.

Desinfecteren: Maak alle oppervlakken van de manchet en de blaas opnieuw goed met een kiemdodend reinigingsmiddel door het middel te spuiten of door de manchet en de blaas onder te dompelen in het middel.

- Reinig alle oppervlakken met een zachte borstel. Haanter een contacttijd van 5 minuten of langer met het kiemdodende reinigingsmiddel, afhankelijk van de instructies van de fabrikant van het middel. De maximale contacttijd met het reinigingsmiddel is 10 minuten. Overschrijd deze niet.

Na reiniging of reiniging en desinfectie

- Spoel grondig na met water.
- Droog af met een schone doek.
- Verwijder de reiningsplug en laat aan de lucht drogen.
- Plaats de blaas weer in de manchet.
- Inspector de manchet op slijtage of beschadigingen. Controleer of de manchet goed sluit en pomp de manchet op om te kijken of deze niet lekt. Gebruik de manchet niet als u een afwijking constateert.

Wettelijke verklaring

Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor enig letsel bij personen of voor onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van het product dat voortvloeit uit een verzuim het product op de juiste wijze te gebruiken in overeenstemming met de instructies, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen of verklaringen inzake het bedoelde gebruik in deze handleiding.

NORSK

Introduksjon

Tiltenkt bruk

Welch Allyn's blodtrykksmansjetter for pediatriiske og oppitt voksne pasienter er ikke-invasive blodtrykksmansjetter beregnet på bruk sammen med ikke-automatiserte og automatiserte blodtrykksmålere for å bestemme blodtrykk hos pediatriiske og oppitt voksne pasienter.

Kontraindikasjoner

Welch Allyn's blodtrykksmansjetter for pediatriiske og oppitt voksne pasienter er kontrainisert for bruk på nyfødte.

Advarsler

En advarsel i denne håndboken angir forhold eller bruk som kan føre til sykdom, skade eller død hvis forholdene opprettholdes eller ikke utbedres umiddelbart.

ADVARSEL: Potensiell målingsfeil. Bruk kun godkjente blodtrykksmansjetter og tilbehør. Erstatninger for disse kan føre til målingsfeil.

ADVARSEL: Fare for unøyaktig måling. Bruk mansjetten kun når arterieidekssmarkøren er innenfor mansjetten's markerte område, ellers kan målingene bli feilaktige.

ADVARSEL: Fare for pasientskade. Monter aldri lueråskoblinger på Welch Allyn-blodtrykksklanger. Bruk av disse koblingene på slangene til blodtrykksmansjetten skaper en risiko for feilaktig tilkobling av den gite slangten til pasientens intravenøse slange samt innføring av luft inn i pasientens sirkulasjonssystem.

ADVARSEL: Ikke sett mansjetten på områder der pasientens hud er sårbar eller skadet. Kontroller mansjettslettet ofte for irritasjon.

ADVARSEL: Det skal være plass til 1 til 2 fingre mellom pasienten og mansjetten.

ADVARSEL: Ikke sett mansjetten på et lem som brukes til IV-infusjon.

ADVARSEL: Sørg for at mansjetten og lemmet beveges så lite som mulig under målingen.

ADVARSEL: Sørg for en lufttett forsørging ved alle tilkoblingspunkter før bruk.

Forsiktighetsregler

En forsiktighetsregel i denne håndboken viser til informasjon i håndboken som gjelder umiddelbart en feil på utstyret.

FORSIKTIG: Ikke stryk mansjetten med et varmt strykjernet.

FORSIKTIG: Ikke blås opp mansjetten hvis kroken og sløyfen ikke er lukket.

FORSIKTIG: Ikke la fremmedpartikler trenge inn i mansjetten's slanger eller port.

FORSIKTIG: Ikke bruk damp eller varme til å sterilisere mansjetten eller slangene.

FORSIKTIG: 250 mmHg skal ikke oversiges med engangsmansjetter i lårstørrelse ved eller over 30 °C.

FORSIKTIG: Intravenøse systemer (IV) – Mansjetter med lueråskoblinger skal ikke kobles til intravenøse vaskesystemer, ellers kan væske trenge inn i mansjetten.

Bruk

Welch Allyn's blodtrykksmansjett skal brukes på samme måte som en tradisjonell blodtrykksmansjett. Blodtrykksmansjetten fungerer sammen med manuelle og automatiserte blodtrykksmålere.

Velg en mansjettslørrelse som passer til pasientens armomkrets. Det gjeldende området (i centimeter) er påtrykt på hver mansjett.

Driftstrykkområde: 0 til 300 mmHg

MERKNAD: Arterieidekssmarkøren ("Artery Index Marker") på mansjetten skal være innenfor området ("Range") som er angitt på mansjetten. Hvis arterieidekssmarkøren faller under området, bruker du en større mansjett for å sikre nøyaktige resultater. Hvis arterieidekssmarkøren faller over området, bruker du en mindre mansjett for å sikre nøyaktige resultater.

Renngjøring og desinfisering på lavt nivå for blodtrykksmansjetter i én del (FlexiPort og Trimline) og blodtrykksmansjetter i to deler

ADVARSEL: Renngjørings- og desinfiseringsprosedyrene må utføres av personer som har fått opplæring i renngjøring og desinfisering av medisinske enheter.

ADVARSEL: Følg instruksjonene fra produsenten av renngjøringsmiddel og det bakteriedrepende middelet for

SVENSKA

Inledning

Användningsområde

Welch Allyns blodtrycksmanschetter för barn och vuxna är icke-invasiva blodtrycksmanschetter som är avsedda att användas tillsammans med icke-automatiska och automatiska blodtrycksmätare för att bedöma blodtryck på barn och vuxna.

Kontraindikationer

Welch Allyn blodtrycksmanschetter för barn och vuxna är kontraindicerade att användas på nyfödda.

Varningar

Varningsmeddelanden i denna handbok uppmärksammar dig på ett tillstånd eller en rutin som, om den inte korrigeras eller avbryts omedelbart, kan leda till skador, sjukdom eller dödsfall.

!VARNING! Eventuell felmätning. Använd endast godkända blodtrycksmanschetter och tillbehör, eftersom missmätningar annars kan bli felaktigt.

!VARNING! Risk för felaktiga mätningar. Använd endast manschetten om artärindremärken heterom intervallet som är tryckt på manschetten, annars kan mätningen bli felaktig.

!VARNING! Risk för patientskada. Montera aldrig Luer Lock-anslutningar på Welch Allyns blodtrycksslangar. Om du använder den här typen av anslutningar på blodtrycksmanschettens slangar finns det risk att slangen av misstag ansluts till patientens intravenösa slang, vilket gör att det kommer in luft i patientens cirkulationssystem.

!VARNING! Sätt inte manschetten på områden på patienten där huden är ömtålig eller skadad. Titta ofta efter irritation vid manschetterplaceringen.

!VARNING! Se till att ett finns ett mellanrum på 1 till 2 fingrar mellan patientens hud och manschetten.

!VARNING! Applicera inte manschetten på kroppsdelen som tar emot IV-infusion.

!VARNING! Se till att manschetten och kroppsdelen rör sig så lite som möjligt under avläsningarna.

!VARNING! Se till att alla anslutningspunkter har en lufttätt förslutning före användning.

Försiktighetsåtgärder

Syftet med en uppmärning till försiktighet i handboken är att undvika att utrustningen skadas.

FÖRSIKTIGHET! Stryk inte på manschetten med hett stryktjärn.

FÖRSIKTIGHET! Blås inte upp manschetten om inte haken och öglan är förslutna.

FÖRSIKTIGHET! Se till att inte utvändig smuts tränger in i manschettens port eller slangar.

FÖRSIKTIGHET! Försök inte att sterilisera manschett eller slang med ånga eller värme.

FÖRSIKTIGHET! Överskrid inte trycket på 250 mmHg för engångsmanschetter för lår, vid eller över 30 °C.

FÖRSIKTIGHET! Intravenösa (IV) system – Anslut inte manschetter med Luer Lock-anslutningar till intravenösa vätskesystem. Det kan komma in vätska i manschetten.

Användning

Använd Welch Allyn blodtrycksmanschett på samma sätt som vanliga blodtrycksmanschetter. Blodtrycksmanschetten kan användas med manuella och automatiska blodtrycksmätare.

Välj en matschettstorlek som är lämplig för patientarmens omkrets. Det aktuella intervallet i centimeter är tryckt på varje manschett.

ÖMSÅR! För driftstyk 0 till 300 mmHg.

ÖMSÅR! Artery Index Marker (artärindremärken) på manschetten ska hamna inom det riktiga intervallet som är angivet på manschetten. Om artärindremärkena inte når fram till intervallet använder du en större manschett för att resultaten ska bli rätt. Om artärindremärkena passerar intervallet använder du en mindre manschett för att resultaten ska bli rätt.

Rengöring och desinfektion på låg nivå för blodtrycksmanschetter i ett stycke (FlexiPort och Trimline) och blodtrycksmanschetter i två delar

!VARNING! Rutinerna för rengöring och desinfektion måste utföras av personer som är utbildade i rengöring och desinfektion av medicintekniska instrument.

!VARNING! Läs igenom tillverkarens anvisningar för rengöringsmedlet eller det bakteriedödande medlet för korrekt användning och bakteriedödande effekt.

FÖRSIKTIGHET! Tvättpluggen eller FlexiPort-locked måste installeras i manschetten före rengöring för att inte manschettens blås ska skadas.

FÖRSIKTIGHET! Använd endast rengöringsmedel eller bakteriedödande medel som anges, annars kan manschetten skadas.

FÖRSIKTIGHET! Om enheten används mycket kan den bli sliten. Följ inspektionsrutiner för att se till att enheten är intakt.

FÖRSIKTIGHET! Skrubba inte kraftigt på manschetten så att inte markeringar och/eller förslutningar skadas.

Material

- Enzymlaserat rengöringsmedel med neutralt pH.
- Blekmiddelbaserat bakteriedödande rengöringsmedel som är lämpligt att användas till sjukvårdsmaterial och som desinficerar på låg nivå. Till exempel: Ett rengöringsmedel med en 1:10 koncentration av blekmedel (6500 ppm natriumhypoklorid) och rengöringsmedel. Referens för EPA-registrerade desinfektionsmedel: <http://www.epa.gov/opad001/chemregindex.htm>
- Rea eller sterilis druck, mjuk borste, blötläggingsbörsta och krattvatten (helst mjukgjort).

Rengöring och desinfektion på låg nivå för blodtrycksmanschetter i ett stycke (FlexiPort och Trimline)

Förberedelse för rengöring

Sätt FlexiPort-locked på manschettens port eller tvättkontakten i manschettens slang. Nedan anges manschettens lämpliga kontakt eller lock.

- Tvättkontakt, art.nr. 5082-163 för mjuka och isolerade blodtrycksmanschetter i ett stycke för en- eller flerångsanvändning, ej för nyfödda
- Tvättkontakt, art.nr. 5082-198, endast för mjuka engångsblodtrycksmanschetter för nyfödda
- FlexiPort-lock, art.nr. 5082-159 för FlexiPort mjuka blodtrycksmanschetter för flerångsanvändning samt i vinyl för engångsanvändning

Endast rengöring (manschetter och kontakttillbehör)

- Bered en enzymlaserad rengöringslösning med neutralt pH enligt anvisningarna från tillverkaren.
- Sänk ner eller dränk manschett och tillbehör i lösningen.
- Börsta mjukt alla ytor på manschett och tillbehör, för att ta bort synlig smuts. Upprepa vid behov.

Rengöring och desinfektion (manschetter)

- Rengöring: Dränk ordentligt in alla ytor (spreja eller sänk ned) på manschett och tillbehör med bakteriedödande rengöringsmedel.
 - Börsta mjukt för att ta bort synligt smuts.
 - Skölj i vatten.
 - Torka och inspektera.
- Desinfektion: Dränk en gång till in alla ytor ordentligt (spreja eller sänk ned) på manschett och tillbehör med bakteriedödande rengöringsmedel.
- Börsta alla ytor mjukt. Låt föremålen ha kontakt med lösningen minst 5 minuter, om det anges av tillverkaren för det bakteriedödande medlet. Låt inte kontakttiden med lösningen överskrida 10 minuter.

Efter rengöring eller rengöring och desinfektion

- Skölj noga i vatten.
- Torka av med en ren trasa.
- Ta bort rengöringspluggen eller FlexiPort-locked för att manschetten ska lufttorka.
- Kontrollera att manschetten inte är vriden och att förslutningen fungerar. Blås upp den för att utesluta läckage. Använd den inte om något verk ar normalt.

Rengöring och desinfektion på låg nivå för blodtrycksmanschetter i två delar för återanvändning

Förberedelse för rengöring

- Sätt in tvättpluggen, art.nr 5082-163 i manschettens blåsslång.
- Ta ut blåsan ur manschettfodralet.

Endast rengöring (manschett och blåsa)

- Bered en enzymlaserad rengöringslösning med neutralt pH enligt anvisningarna från tillverkaren.
- Sänk ner eller dränk manschett och blåsa i lösningen.
- Börsta mjukt alla ytor på manschett och blåsa, för att ta bort synlig smuts. Upprepa vid behov.

Rengöring och desinfektion (manschett och blåsa)

- Rengöring: Dränk ordentligt in alla ytor (spreja eller sänk ned) på manschett och blåsa med bakteriedödande rengöringsmedel.
 - Börsta mjukt för att ta bort synligt smuts.
 - Skölj i vatten.
 - Torka och inspektera.
- Desinfektion: Dränk in alla ytor ordentligt en gång till (spreja eller sänk ned) på manschett och blåsa med bakteriedödande rengöringsmedel.
- Börsta alla ytor mjukt. Låt föremålen ha kontakt med lösningen minst 5 minuter, om det anges av tillverkaren för det bakteriedödande medlet. Låt inte kontakttiden med lösningen överskrida 10 minuter.

Efter rengöring eller rengöring och desinfektion

- Skölj noga i vatten.
- Torka av med en ren trasa.
- Ta bort rengöringspluggen eller FlexiPort-locked för att manschetten ska lufttorka.
- Sätt tillbaka blåsan i manschettfodralet.
- Kontrollera att manschetten inte är vriden och att förslutningen fungerar. Blås upp den för att utesluta läckage. Använd den inte om något verkar onormalt.

Miljöspecifikationer

ÖBS! Följ gällande bestämmelser vid kassering av icke-automatisk blodtrycksmätare eller tillbehör.

Förvaringstemperatur	-20 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet vid förvaring	15 % till 95 % (icke-kondenserande)
Driftstemperatur	10 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet vid drift	15 % till 90 % (icke-kondenserande)

Juridiska bestämmelser

Welch Allyn ansvarar inte för skada på någon person eller för obehörig och oriktig användning av produkter som kan förekomma om produkten inte används rätt i enlighet med instruktioner, försiktighetsvarningar, varningar eller det användningsområde som anges i den här bruksanvisningen.

Ελληνικά

Εισαγωγή

Προοριζόμενη χρήση

Οι περιγραφές αρτηριακής πίεσης παιδιών και ενήλικων Welch Allyn είναι μη επιμετρήσιμες περιγραφές αρτηριακής πίεσης που προορίζονται για χρήση μόνο με μη αυτόματα και αυτόματα συρρηχομάνητρα για τον προσδιορισμό της αρτηριακής πίεσης σε παιδιά και ενήλικες ασθενείς.

Αντενδείξεις

Οι περιγραφές αρτηριακής πίεσης παιδιών και ενήλικων Welch Allyn αντενδείκνυνται για χρήση σε νεογνά.

Προειδοποιήσεις

Μια δήλωση προειδοποίησης σε αυτό το εγχειρίδιο προσδιορίζει μια κατάσταση ή πρακτική η οποία, εάν δεν διαβηθεί ή δεν διακοπεί αμέσως, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέσση σφάλμα μέτρησης. Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες περιγραφές αρτηριακής πίεσης και αξιόγραφου. Η αντικατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα μέτρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος αναρρόφησης μέτρησης. Να χρησιμοποιείτε την περιγραφή μόνο όταν το σπείδι αέρας της αρτηρίας βρίσκεται εντός του τυπωμένου εύρους που υποδεικνύεται στην περιγραφή. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενούς. Ποτέ μην τοποθετείτε συνδέσμους με σπείρματα τύπου Luer σε αρτηλική αρτηριακή πίεση ή σε οποιαδήποτε συσκευή που συνδέεται με τον ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να μην αφήνετε τη συσκευή να εστιάσει σε αρτηλική ή θύρα στην περιγραφή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εφαρμόζετε την περιγραφή σε άκρα που χρησιμοποιούνται για ενδοφλέβια έγχυση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελαχιστοποιήστε τη μετακίνηση της περιγραφής και της κνήμης των άκρων κατά τη λήψη μετρήσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξαρρακίστε τη στεγανή σφράγιση σε όλα τα σημεία σύνδεσης πριν τη χρήση.

Προφυλάξεις

Μια δήλωση προειδοποίησης σε αυτό το εγχειρίδιο προσδιορίζει πληροφορίες εντός του εγχειρίδιου για να αποφευχθεί απώλεια του εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Μην περπατάτε την περιγραφή με ζυγό σφάλμα.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Μην φορέσετε την περιγραφή, καθώς η εάν η πόρτα είναι κλειστή.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Μην αφήνετε ξένα σώματα να εισέλθουν σε αρτηλική ή θύρα στην περιγραφή.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμόμετρο για να αποστειρώσετε την περιγραφή ή τις συσκευές.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Μην υπερβείτε τα 250 mmHg με αναλυμένες περιγραφές μεγέθους μπουλι στους ή πάνω από τους 30 °C/86 °F.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Ενδοφλέβια (IV) συστήματα – Μην συνδέετε περιγραφές με συνδέσμους με σπείρματα Luer σε ενδοφλέβια συστήματα χορήγησης υγρών ενδοφλέγ υγρό μπορεί να εισέλθει στην περιγραφή.

Λειτουργία

Χρησιμοποιήστε την περιγραφή αρτηριακής πίεσης Welch Allyn το ίδιο όπως μια παραδοσιακή περιγραφή αρτηριακής πίεσης. Η περιγραφή αρτηριακής πίεσης λειτουργεί με χειρόκινη και αυτόματα συρρηχομάνητρα.

Επιλέξτε μέγεθος περιγραφής κατάλληλο για την περιφέρεια του βραχίονα του ασθενή. Το ισχυρό εύρος, σε εκατοστά, είναι τυπωμένο σε κάθε περιγραφή.

Εύρος τριών λειτουργιών πίεσης: 0 έως 300 mmHg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το «Εξέλιξη μέτρησης της αρτηρίας» στην περιγραφή πρέπει να πέσει εντός του «Εύρους» που υποδεικνύεται στην περιγραφή. Εάν το σπείδι εύρους της αρτηρίας είναι πριν το εύρος, χρησιμοποιήστε την περιγραφή για να διασφαλίσει ακριβή αποτελέσματα. Εάν το σπείδι εύρους της αρτηρίας είναι μετά το εύρος, χρησιμοποιήστε μια μικρότερη περιγραφή για να διασφαλίσει ακριβή αποτελέσματα.

Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου για μονοκύκματες περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης (FlexiPort και Trimline) και περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης δύο κομματιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πραγματοποιούνται από πρόσωπα εκπαιδευμένα στον καθαρισμό και την απολύμανση ιατρικών συσκευών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συμβουλευτείτε τις οδηγίες κατασκευαστή των παραγόντων καθαρισμού και των μικροβιοκτόνων καθαρισμών για τη σωστή χρήση τους και τη μικροβιοκτόνη αποτελεσματικότητά τους.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Το βύσμα καθαρισμού ή το κατάκι FlexiPort πρέπει να τοποθετούνται στις αρτηλικές της περιγραφής πριν από τον καθαρισμό ενδοφλέγ υγρών να σημειωθεί καταστροφή της φύσης της περιγραφής.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Να χρησιμοποιείτε μόνο τους τύπους καθαρισμού i μικροβιοκτόνων καθαρισμού παράγοντα που απορροφούνται εύκολα μπορεί να προκληθεί ζημια στην περιγραφή.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Επισκευάζονται/επισκευάζονται μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής ακολουθίες διαδικασίες επιθεώρησης για να εξασφαλίσει την ακραότητα της συσκευής.

ΠΡΟΣΧΗΝ: Μην τρίβετε έντονα την περιγραφή καθώς μπορεί να σημειωθεί ζημια στις ενδείξεις της περιγραφής ή/και στην ακραότητα του κλιματισμού της περιγραφής.

Υλικά

- Απορρυπαντικό καθαρισμού ουδέτερου pH ενυδατικής βάσης.
- Μικροβιοκτόνο καθαριστικό με βάση τη χλωρίνη κατάλληλο για χρήση σε υγειονομικά εξοπλισμό και ικανό για απολύμανση χαμηλού επιπέδου. Για παράδειγμα: Ένα καθαριστικό που περιέχει 1:10 διάλυση χλωρίνης (6500 ppm υποχλωριώδες νάτριο) και απορρυπαντικό. Αναφέρετε στα καταχωρημένα στην EPA (Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος) απορρυπαντικά: <http://www.epa.gov/opad001/chemregindex.htm>
- Καθαρή ή αποστειρωμένη γαλακτώδη, μαλακή βούρστα, δίκοκμο μονοκύκματος και πόσιμο νερό πλύνσης (αποσκληρυνμένο κατά την προεργασία).

Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου για μονοκύκματες περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης (FlexiPort και Trimline)

Προετοιμασία για καθαρισμό

Τοποθετήστε το κατάκι FlexiPort στη θύρα της περιγραφής ή το βύσμα πλύνσης στις αρτηλικές της περιγραφής. Δείτε παρακάτω για το κατάλληλο βύσμα ή κατάκι ανά περιγραφή.

- REF βύσματος πλύνσεως: 5082-163 για αρτηλικές συνολικά επαναχρησιμοποιούμενες αναλυμένες μονάδες και απολύμανσης περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης, καθώς των νεογνών
- REF βύσματος πλύνσεως: 5082-198 για αναλυμένες μονάδες περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης νεογνών μόνο
- Κατάκι FlexiPort REF: 5082-159 για σπύλ FlexiPort επαναχρησιμοποιούμενες, μονάδες και βινύλινυ αναλυμένες περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης

Μόνο καθαρισμός (περιγραφίδες και αξεσουάρ συνδέασης)

- Προετοιμάστε ενυδατικό διάλυμα απορρυπαντικό καθαρισμού ουδέτερου pH σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Βυθίστε ή μουλιάστε την περιγραφή και τα αξεσουάρ στο διάλυμα.
- Σκουπίστε μαλακά όλες τις επιφάνειες της περιγραφής και των αξεσουάρ για να απορρίψετε ορατές ακαθαρσίες. Επαναλάβετε, αν χρειάζεται.

Καθαρίστε και απολυμάνετε (περιγραφίδες)

Τοποθετήστε το κατάκι FlexiPort στη θύρα της περιγραφής ή το βύσμα πλύνσης στις αρτηλικές της περιγραφής. Δείτε παρακάτω για το κατάλληλο βύσμα ή κατάκι ανά περιγραφή.

- REF βύσματος πλύνσεως: 5082-163 για αρτηλικές συνολικά επαναχρησιμοποιούμενες αναλυμένες μονάδες και απολύμανσης περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης, καθώς των νεογνών
- REF βύσματος πλύνσεως: 5082-198 για αναλυμένες μονάδες περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης νεογνών μόνο
- Κατάκι FlexiPort REF: 5082-159 για σπύλ FlexiPort επαναχρησιμοποιούμενες, μονάδες και βινύλινυ αναλυμένες περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης

Μετά τον καθαρισμό ή τον καθαρισμό και την απολύμανση

- Εξβλήστε προσεκτικά με νερό.
- Στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.
- Αφαιρέστε το βύσμα καθαρισμού ή το κατάκι FlexiPort και επιπλέστε να στεγνώσει στον αέρα.
- Επιθεωρήστε την περιγραφή για υπερθέρμηση, κατάλληλη ακραότητα κλιματισμού και φυσικότητα για να εντοπίσετε διαρροές. Μην χρησιμοποιείτε εάν διαπιστωθούν ανωμαλίες.

Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου για επαναχρησιμοποιούμενες περιγραφίδες αρτηριακής πίεσης δύο κομματιών

Προετοιμασία για καθαρισμό

- Εκσπείνετε το βύσμα καθαρισμού REF 5082-163 στις αρτηλικές φυσικούς περιγραφίδες.
- Αφαιρέστε τη φυσικα από το υλικό της περιγραφής.

Μόνο καθαρισμός (περιγραφίδα και φυσικά)

- Προετοιμάστε ενυδατικό διάλυμα απορρυπαντικό καθαρισμού ουδέτερου pH σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Βυθίστε ή μουλιάστε την περιγραφή και τη φυσικά στο διάλυμα.
- Σκουπίστε μαλακά όλες τις επιφάνειες της περιγραφής και της φυσικας για να απορρίψετε ορατές ακαθαρσίες. Επαναλάβετε, αν χρειάζεται.

Καθαρίστε και απολυμάνετε (περιγραφίδα και φυσικά)

Τοποθετήστε το κατάκι FlexiPort στη θύρα της περιγραφής ή το βύσμα πλύνσης στις αρτηλικές της περιγραφής. Δείτε παρακάτω για το κατάλληλο βύσμα ή κατάκι ανά περιγραφή.

- Βούρστιστε μαλακά για να απορρίψετε ορατές ακαθαρσίες.
- Εξβλήστε με νερό.
- Στεγνώστε και επιθεωρήστε.

2. Απολυμάνετε: Μουλιάστε ξανά καλά (με ψεκασμό ή εμβύθιση) όλες τις επιφάνειες της περιγραφής και της φυσικας με μικροβιοκτόνο καθαριστικό.

- Βούρστιστε μαλακά όλες τις επιφάνειες. Αφαιρέ 5 λεπτά χρόνο σπαής με το υγρό ή περισσότερο, εάν το υποδεικνύει ο κατασκευαστής του μικροβιοκτόνου καθαριστικού. Μην υπερβείτε ποτε το 10 λεπτό χρόνο σπαής με το νερό.

Μετά τον καθαρισμό ή τον καθαρισμό και την απολύμανση

- Εξβλήστε προσεκτικά με νερό.
- Στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.
- Αφαιρέστε το βύσμα καθαρισμού και επιπλέστε να στεγνώσει στον αέρα.
- Επνατοθεωρήστε τη φυσικά στο περιβλήμα της περιγραφής.
- Επιθεωρήστε την περιγραφή για υπερθέρμηση, κατάλληλη ακραότητα κλιματισμού και φυσικότητα για να εντοπίσετε διαρροές. Μην χρησιμοποιείτε εάν διαπιστωθούν ανωμαλίες.

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους όταν απορρίπτετε το αυτόματο συρρηχομάνητρο ή αξεσουάρ.

Θερμοκρασία φύλαξης -20° C έως 55° C (-4° F έως 131° F)

Σχετική υγρασία αποθήκευσης 15% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Θερμοκρασία λειτουργίας 10° C έως 40° C (50° F έως 104° F)

Σχετική υγρασία λειτουργίας 15% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Δήλωση νομικού περιεχομένου

Η Welch Allyn δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό οποιαδήποτε σφάλμα ή για οποιαδήποτε παροχή ή μη ενδοφλέβια χρήση του προϊόντος, ή στο οποίο μπορεί να προκύψει από την απουσία σωστής χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις ή τη δήλωση προοριζόμενης χρήσης που παρατίθεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

PORTUGUÊS

Introdução

Utilização prevista

As braçadeiras de tensão arterial da Welch Alllyn, tamanhos pediátrico a adulto, são braçadeiras para medição não invasiva da tensão arterial concebidas para utilização em conjunto com esfigmomanómetros automáticos e não automáticos para determinar a tensão arterial em pacientes de idade pediátrica a idade adulta.

Contra-indicações

As braçadeiras de tensão arterial da Welch Alllyn, tamanhos pediátrico a adulto, são contra-indicadas para a utilização em recém-nascidos.

Indicações de advertência

Uma indicação de advertência neste manual identifica uma condição ou prática que, caso não seja corrigida ou suspensa imediatamente, poderá ocasionar lesões, doença ou morte.

ADVERTÊNCIA: Possível erro de medição. Utilizar apenas braçadeiras e acessórios de tensão arterial aprovados; a utilização de outros produtos pode resultar em erros de medição.

ADVERTÊNCIA: Risco de medições imprecisas. Apenas utilizar a braçadeira quando o marcador de índice da artéria estiver dentro do intervalo indicado na braçadeira, caso contrário, podem obter-se resultados errados.

ADVERTÊNCIA: Risco de lesões do paciente. Nunca instalar conectores Luer Lock na tubagem da braçadeira de tensão arterial da Welch Alllyn. A utilização destes conectores na tubagem da braçadeira de tensão arterial cria o risco de ligar esta tubagem por engano à linha intravenosa do paciente e introduzir ar no sistema circulatório do paciente.

ADVERTÊNCIA: Não aplicar a braçadeira em zonas do paciente em que a pele é delicada ou está lesionada. Verificar o local da braçadeira frequentemente, procurando sinais de irritação.

ADVERTÊNCIA: Deixar uma folga suficiente para 1 a 2 dedos entre o paciente e a braçadeira.

ADVERTÊNCIA: Não aplicar a braçadeira a membros utilizados para perfusão IV.

ADVERTÊNCIA: Minimizar o movimento da braçadeira e do membro durante as leituras.

