

ENGLISH

Symbol Descriptions

	In this document, indicates conditions or practices that could lead to illness, injury, or death ("WARNING").
	In this document, indicates conditions or practices that could damage the equipment or other property ("CAUTION").
	On the product, means consult accompanying documentation.
	Do not reuse
	Product Identifier
	Reorder Number
	Batch code
	This end up
	Fragile
	Storage Temperature limits -4° F - 120° F (-20°C - +49°C)
	Storage Relative humidity limit 15% - 95%

Indications for Use

KleenSpec Single Use Vaginal Speculum

The disposable vaginal speculum is used to dilate the vagina and expose the interior of the vagina and exterior of the cervix during pelvic examinations and other gynecological procedures. The vaginal speculum can be used with or without the illuminator.

KleenSpec 800 Series Cordless Illuminator

When used with the vaginal speculum, the cordless illuminator provides illumination during pelvic examinations and other gynecological procedures, such as pap smears, dilation and curettage (D&C), biopsy, and electrosurgery.

Warnings and Cautions

WARNING: Inspect each KleenSpec® box for shipping damage.

WARNING: Inspect speculum prior to use. Do not use if damaged.

WARNING: If a speculum is damaged, do not use any specula from the same case.

WARNING: Specula, when in transit or storage, may be subject to damage beyond the control of the manufacturer or supplier.

WARNING: Never use the speculum with laser equipment.

WARNING: Treat used vaginal specula as bio hazardous infectious material. Dispose of used vaginal specula in suitable disposal unit or in accordance with local regulations.

WARNING: The speculum is not compatible with gamma irradiation or autoclave sterilization.

CAUTION: Used by trained personnel only.

CAUTION: Rx Only. U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Warranty

Welch Allyn warrants the speculum to meet Welch Allyn's specifications for the Product at the time of purchase and to be free from original defects in material and workmanship under normal use and service. Specula are intended for single use only.

Welch Allyn should be notified via telephone of any defective product and the item should be immediately returned, securely packaged and postage prepaid to Welch Allyn. Loss or damage in shipment shall be at the purchaser's risk.

Welch Allyn will not be responsible for loss associated with the use of any Welch Allyn product that has been altered.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, OR OTHER WARRANTY OF QUALITY, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. WELCH ALLYN WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

FRANÇAIS

Description des symboles

	Dans ce document, indique les conditions ou pratiques susceptibles de causer une maladie, des blessures ou éventuellement la mort (« AVERTISSEMENT »).
	Dans ce document, indique des conditions ou pratiques susceptibles d'endommager le matériel ou tout autre bien (« ATTENTION »).
	Sur le produit, signifie qu'il convient de consulter la documentation jointe.
	Ne pas réutiliser
	Identifiant du produit
	Numéro de commande
	Code de lot
	Haut
	Fragile
	Entreposage limites de température -20°C - +49°C
	Entreposage limite d'humidité relative 15% - 95%

Indications d'utilisation

Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec

Le spéculum vaginal jetable est utilisé pour dilater la vagina et exposer l'intérieur du vagin et l'extérieur du col de l'utérus pendant des examens pelviens et autres actes gynécologiques. Le spéculum vaginal peut être utilisé avec ou sans l'illuminateur.

L'illuminateur sans fil KleenSpec 800

Dans le cadre d'une utilisation avec le spéculum vaginal, l'illuminateur sans fil fournit un éclairage pendant les examens pelviens et autres procédures gynécologiques, comme le frottis Papiancolau, la biopsie dilation et curettage (D&C) et l'électrochirurgie.

Avertissements et mises en garde

AVERTISSEMENT : Examinez chaque boîte de KleenSpec® afin de déceler toute détérioration pendant le transport.

AVERTISSEMENT : Veuillez inspecter le spéculum avant utilisation. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.

AVERTISSEMENT : Si un spéculum est endommagé, n'utilisez aucun spéculum de la même boîte.

AVERTISSEMENT : Le spéculum, durant un déplacement ou un entreposage, peut subir un endommagement en dehors du contrôle du fabricant ou du fournisseur.

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser le spéculum avec un équipement laser.

AVERTISSEMENT : Traiter les spéculums vaginaux utilisés comme présentant un risque biologique et infectieux. Jeter les spéculums vaginaux utilisés dans un récipient pour déchets approprié ou conformément aux réglementations locales en vigueur.

AVERTISSEMENT : Le spéculum n'est pas compatible avec la stérilisation par exposition aux rayons gamma ou en autoclave.

ATTENTION : Utilisation strictement réservée au personnel formé.

ATTENTION : Sur ordonnance médicale uniquement. La loi fédérale des États-Unis limite la vente de cet instrument par un médecin ou sur ordonnance médicale.

Garantie

Welch Allyn garantit que le spéculum satisfait aux spécifications de Welch Allyn pour ce produit au moment de l'achat et qu'il ne présente aucun vice de forme ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Les spéculums sont à usage unique seulement.

Welch Allyn doit être informé par téléphone de l'existence de tout produit défectueux et ce dernier doit être immédiatement renvoyé à Welch Allyn, bien emballé et pré-étiqueté. L'acheteur assume tout risque de perte ou d'endommagement pendant le transport.

Welch Allyn ne peut pas être tenu responsable pour les pertes dues à l'utilisation d'un produit Welch Allyn qui a été altéré.

CESTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE, D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE GARANTIE DE QUALITÉ QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. WELCH ALLYN DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS.

DEUTSCH

Beschreibung der Symbole

	Im vorliegenden Dokument gibt dieses Symbol Bedingungen oder Verfahrensweisen an, die zu Krankheit, Verletzung oder Tod führen könnten („WARNING“).
	Im vorliegenden Dokument gibt dieses Symbol Bedingungen oder Verfahrensweisen an, die zu Schäden an dem Gerät oder anderen Objekten führen könnten („ATTENTION“).
	Auf dem Produkt bedeutet dieses Symbol, dass in der Begleitdokumentation nachgelesen werden muss.
	Nicht wieder verwenden
	Produkt-ID
	Nachbestellnummer
	Stapelverarbeitungscode
	Dieses Ende nach oben
	Zerbrechlich
	Lagerbedingungen Temperaturgrenzwerte -20°C - +49°C
	Lagerbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit 15% - 95%

Indikation

KleenSpec Vaginalspekulum zur einmaligen Verwendung

Das Einweg-Scheidenspekulum dient der Erweiterung der Scheide sowie der Freilegung des Inneren der Scheide und des Außen des Muttermundes bei Vaginaluntersuchungen und anderen gynäkologischen Verfahren. Das Scheidenspekulum kann mit oder ohne das Beleuchtungsgerät verwendet werden.

Das Kabelloses Beleuchtungsgerät KleenSpec der Serie 800

In Verbindung mit dem Scheidenspekulum stellt das kabellose Beleuchtungsgerät Licht bei Vaginaluntersuchungen und anderen gynäkologischen Verfahren bereit, wie beispielsweise Pap-Abstrich, Dilatation/Kürettage-Biopsie und Elektrochirurgie.

Das Kabelloses Beleuchtungsgerät KleenSpec

Quando viene utilizzato assieme allo speculum vaginale, l'illuminatore funge da fonte luminosa durante gli esami pelvici e altre procedure ginecologiche, quali stirchi vaginali per pap test, prelievo di campioni biotipici per dilatazione e raschiamento e nelle procedure di elettrochirurgia.

Avvertenze e attenzioni

AVVERTENZA: Ispezionare ogni confezione KleenSpec® per verificare la presenza di eventuali danni dovuti al trasporto.

AVVERTENZA: Ispezionare lo speculum prima dell'uso. Non usare se danneggiato.

AVVERTENZA: Ispezionare lo speculum prima dell'uso. Non usare se danneggiato.

AVVERTENZA: Nel caso in cui uno speculum risulti danneggiato, non utilizzarne nessuno di quelli contenuti nella stessa confezione.

AVVERTENZA: Gli specula, durante il trasporto o lo stoccaggio, possono essere soggetti a danni al di fuori del controllo del produttore o del fornitore.

AVVERTENZA: Non usare lo speculum con apparecchiature laser.

AVVERTENZA: Gli specula vaginali usati vanno trattati come materiale infettivo pericoloso. Smaltire gli specula vaginali usati in idonee unità per lo smaltimento o in base alle normative vigenti.

AVVERTENZA: Lo speculum non è compatibile con le radiazioni gamma o la sterilizzazione in autoclave.

VORSICHT: Nur zur Verwendung durch geschultes Personal bestimmt.

VORSICHT: Rx Only. Gemäß den Bundesgesetzen der USA darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Anordnung eines Arztes verkauft werden.

Garantie

Welch Allyn garantiert, dass das Spekulum zur Zeit des Kaufs die Produktspezifikationen von Welch Allyn erfüllt und bei normalem Gebrauch und Service keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. Das Spekulum ist nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Welch Allyn sollte telefonisch von jeglichem defekten Produkt benachrichtigt werden und der Gegenstand sollte sofort, sicher verpackt und freigemacht an Welch Allyn zurückgesandt werden. Verlust oder Beschädigung während des Versands fallen unter das Risiko des Käufers.

Welch Allyn haftet nicht für Verluste in Verbindung mit der Verwendung von Welch Allyn Produkten, die modifiziert wurden.

DESE GARANTIA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TOTAS GARANTIAS IMPLICITAS O DE VALOR MARCHANDA, D'APTITUD POUR UN USO PARTICULAR O OTRO TIPO DE GARANTIA DE CALIDAD QUE SEAN EXPRESAS O IMPLICITAS. WELCH ALLYN NO SE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O DIRECTOS.

ITALIANO

Descrizione dei simboli

	In questo documento, indica condizioni o pratiche che potrebbero causare malattia, lesioni o decesso („AVVERTENZA“).
	In questo documento, indica condizioni o pratiche che potrebbero danneggiare l'apparecchiatura o altri beni („ATTENZIONE“).
	Sul prodotto, questo simbolo indica che è necessario consultare la documentazione allegata.
	Non riutilizzare
	Identificativo del prodotto
	Numero rinnovo ordine
	Codice batch
	Parte superiore
	Fragile
	Conservazione Limiti di temperatura -20°C - +49°C
	Conservazione Limite di umidità relativa 15% - 95%

Indicazione per l'uso

Especulo vaginal de uso único KleenSpec

O espéculo vaginal descartável é utilizado para dilatar a vagina e exponer o interior da mesma e o exterior do colo do útero durante exames pélvicos e outros procedimentos ginecológicos. O espéculo vaginal pode ser utilizado com ou sem iluminador.

O iluminador sem fios KleenSpec da série 800

Quando utilizado com o espéculo vaginal, o iluminador sem fios fornece iluminação durante exames pélvicos e outros procedimentos ginecológicos, tais como estregos pap, biopsia por dilatação e curetagem (D & C) e eletrocirurgia.

Avisos e precauções

AVISO: Inspeccione cada embalagem do KleenSpec® para verificar se há danos devido ao transporte.

AVISO: Inspeccionar o espéculo antes da utilização. Não utilizar em caso de danos.

DANSK

Symbolbeskrivelse

	I dette dokument, angiver betingelser eller fremgangsmåder, der kan føre til sygdom, tilskadekomst eller død ("ADVARSEL").
	I dette dokument, angiver betingelser eller fremgangsmåder, der kan medføre beskadigelse af dette eller andet udstyr ("FORSIGTIG").
	På produktet, betyder den medfølgende dokumentation skal læses.
	Må ikke genbruges
	Produkt-id
	Bestillingsnummer
	Batchkode
	Denne side op
	Håndteres forsigtigt
	Opbevaring Temperaturgrænser -20°C - +49°C
	Opbevaring Grænse for relativ fugtighed 15% - 95%

Indikation for brug

Vaginalt engangsspekulum KleenSpec

Det vaginalt engangsspekulum bruges til at udvide vagina og eksponere vaginalt indvendige dele og udvendige cervix under bækkenundersøgelser og andre gynakologiske procedurer. Dette vaginaltspekulum kan bruges med eller uden illuminatorer.

KleenSpec 800-serien af Ledningsfri illuminator

Bugt sammen med det vaginalt spekulum anvendes den ledningsfri illuminator til belysning under bækkenundersøgelser og andre gynakologiske indgreb såsom pap-smears, dilatations og curettebiopsi og elektrokirurgi.

Advarsler og forholdsregler

ADVARSEL: Undersøg hver enkelt KleenSpec®-kasse for transportskader.

ADVARSEL: Inspicer speculummet inden brug. Må ikke bruges, hvis det er beskadiget.

ADVARSEL: Hvis et speculum er beskadiget, skal du ikke bruge andet specula fra samme kasse.

ADVARSEL: Under transport eller opbevaring kan spekula uds tids for skade, som er udenfor fabrikantens eller leverandørs herved mme.

ADVARSEL: Brug aldrig spekulummet med laserudstyr.

ADVARSEL: Brugte vaginale spekula skal behandles som biologisk farligt infektionsmateriale. Brugte vaginale spekula skal kasseres i en egnet affaldsbeholder eller i overrensstemmelse med lokale love.

ADVARSEL: Dette spekulum er ikke kompatibel med gammabestrling eller sterilisering i autoclave.

ADVARSEL: Anvendes udelukkende af tr net personale.

FORSIGTIG: Rx Only. Amerikansk lovligning begr nser dette udstyr til salg af eller p ordination af en l ge.

Garanti

Welch Allyn garanterer, at spekulummet opfylder Welch Allyn's specifikationer for produktet p b stidspunkten, og at det er fri for oprindelige defekter i materialer og udf rsel under normal brug og service. Spekulummet er kun beregnet til engangsbrug.

Welch Allyn skal underrettes telefonisk om eventuelt defekte produkter, og enheden skal returneres jævnlig, indpakket sikert og med portoen forudbetalt, til Welch Allyn. Tab eller skade under fragt er k berens ansvar.

Welch Allyn er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med brug af et Welch Allyn produkt, der er blevet modificeret.

DENNE GARANTI UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER OG ERSTATTER STILTIENDE GARANTIER ELLER GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORM I ELLER ANDRE GARANTIER OM KVALITET, UANSET OM DE ER UDTRYKTE ELLER STILTIENDE. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR TILF LDIGE SKADER ELLER F LGESKADER.

NEDERLANDS

Omschrijvingen van symbolen

	Geeft in dit document omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden ("WAARSCHUWING").
	Geeft in dit document omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen ("FORSIKTIGHEITSATGÄRD").
	På produktet, betyder den medfølgende dokumentation skal læses.
	Må ikke genbruges
	Produkt-id
	Bestillingsnummer
	Batchkode
	Denne side op
	Håndteres forsigtigt
	Opbevaring Temperaturgrænser -20°C - +49°C
	Opbevaring Grænse for relativ fugtighed 15% - 95%

Indicaties voor het gebruik

KleenSpec Vaginaal speculum voor eenmalig gebruik

Het vaginalt speculum voor eenmalig gebruik wordt gebruikt om de vagina te dilateren en de vagina inwendig en de baarmoederhals uitwendig bloot te stellen tijdens bekkenonderzoek en overige gynaecologische procedures. Het vaginalt speculum kan met en zonder lamp worden gebruikt.

Het KleenSpec 800-serie Draadloze lamp

Als de draadloze lamp wordt gebruikt met het vaginalt speculum, biedt deze verlichting tijdens bekkenonderzoek en overige gynaecologische procedures zoals uitstrijkjes, skrapningsbiopsi en elektrochirurgie.

Waarschuwingen en aandachtspunten

WAARSCHUWING: Inspicer elke KleenSpec®-verpakking vóór verzending.

WAARSCHUWING: Controleer het speculum vóór gebruik. Gebruik het niet als het is beschadigd.

WAARSCHUWING: Als een speculum is beschadigd geen andere speculi uit dezelfde verpakking gebruiken.

WAARSCHUWING: Specula kunnen tijdens transport of opslag beschadigd raken. Zowel de producent als leverancier zijn niet verantwoordelijk voor deze schade.

WAARSCHUWING: Gebruik het speculum nooit samen met lasersapparatuur.

WAARSCHUWING: Behandel de gebruikte vaginale specula als bio-infectieus materiaal. Deponeer gebruikte vaginale specula in speciaal daarvoor bestemde afvalbakken of verwerk ze volgens de lokale regelgeving.

WAARSCHUWING: Het speculum is niet compatibel met gammabestrling eller autoclavering.

AANDACHTSPUNT: Alleen te gebruiken door personeel met de juiste opleiding.

AANDACHTSPUNT: Rx Only. In de VS kan dit apparaat, als gevolg van federale wetgeving, alleen na instigatie of aankoop door een arts worden geleverd.

Garantie

Welch Allyn garanterer att spekulummet uppfyller Welch Allyn's specificeringar för produktet vid inköpsdärför, och att det är fritt fr originaldefekter i material och utförande under normal användning och service.

Spekulummet är endast avsett för eng ngsbruk.

Welch Allyn moet telefonisch op de hoogte worden gesteld van defecte producten en het betreffende product moet onmiddellijk, professioneel verpakt en gefrankeerd, worden gereturneerd aan Welch Allyn. Verlies of schade tijdens het transport is het risico van de koper.

Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een aangepast Welch Allyn-product.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE IMPLICITE GARANTIES OF VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD GEbruIK, OF ANDERE KWALITEITS GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET GESTELD. WELCH ALLYN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEbruIK.

SVENSKA

Symbolbeskrivning

	Geef in dit dokument omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot tillstånd eller metoder som kan leda till sjukdom, personskada eller dödsfall ("WAARSCHUWING").
	Geef in dit dokument omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschädigning av de apparatur eller annan egendom ("FORSIKTIGHETSATGÄRD").
	på produktet betyder att du ska läsa medföljande dokumentation.
	Återanvänd ej
	Produktidentifikation
	Beställningsnummer
	Batchkod
	Denna sida upp
	Breekbaar
	Förvaring Temperaturgränser -20°C - +49°C
	Opslag Temperaturgränser -20°C - +49°C
	Opslag Relativa vochtighedsgräns 15% - 95%

Indikationer

Vaginalspekulum för engångsbruk KleenSpec

Vaginalspekulumet för eng ångsbruk används för att dilatera vagina och rörlägg vaginans inre delar och livmoderhalsen ytter delar under bækkenundersökningar och andra gynakologiska behandlingar. Vaginalspekulumet kan användas med eller utan lampa.

Den sladdlösa lampan KleenSpec i 800-serien

När den sladdlösa lampan används tillsammans med vaginalspekulumet ger enheten belysning under bækkenundersökningar och andra gynakologiska procedurer, t.ex. gynakologiskt cellprov (pap smear), skrapningsbiopsi och elektrochirurgi.

Varningar och försiktighetsåtgärder

WARNING! Inspektera alla KleenSpec®-kartonger för transportskador.

WARNING! Kontrollera spekulummet innan användning. Använd inte om det är skadat.

WARNING! Om ett spekulum är skadat får övriga spekula från samma låda inte användas.

WARNING! Skada som uppstår till spekulum under transport och förvaring är utanför tillverkarens eller leverantörens kontroll.

WARNING! Använd inte spekulummet tillsammans med laserutrustning.

WARNING! Behandla alla vaginale spekulum som infektiöst, biologiskt riskmaterial. Kassera använda vaginale spekulum i lämpliga avfallsbehållare eller enligt tillämpliga lagar och förordningar.

WARNING! Spekulumet är inte kompatibel med gammabestrling eller autoclavering.

AANDACHTSPUNT: Försiktighetsåtgärder! Fördänt användas av utbildad personal.

FÖRSIKTHETS TGÄRD! Rx Only. Enligt federal lag i USA finns en anordning endast säljas av läkare eller på läkarens ordination.

Garanti

Welch Allyn garanterar att spekulummet uppfyller Welch Allyn's specificeringar för produktet vid inköpsdärför, och att det är fritt fr originaldefekter i material och utförande under normal användning och service.

Spekulummet är endast avsett för eng ngsbruk.

Welch Allyn moet telefonisch op de hoogte worden gesteld van defecte producten en het betreffende product moet onmiddellijk, professioneel verpakt en gefrankeerd, worden gereturneerd aan Welch Allyn. Verlies of schade tijdens het transport is het risico van de koper.

Welch Allyn moet telefonisch op de hoogte worden gesteld van defecte producten en het betreffende product moet onmiddellijk, professioneel verpakt en gefrankeerd, worden gereturneerd aan Welch Allyn. Verlies of schade tijdens het transport is het risico van de koper.

Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een aangepast Welch Allyn-product.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH UTFÄRDAS I STÄLLET FÖR VARJE UNDERFÖRST DD GARANTI OM SÄLBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, ELLER ANDRA GARANTIER OM KVALITET, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRST DDA, WELCH ALLYN TAR SIG INGET ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR.

ESPAÑOL

Descripción de los símbolos

	En este documento, indica las condiciones o prácticas que pueden provocar una enfermedad, lesiones o la muerte ("ADVERTENCIA").
	En este documento, indica las condiciones o prácticas que podrían dañar el equipo u otras pertenencias ("PRECAUCIÓN").
	pá productos betyder att du ska läsa medföljande dokumentation.
	No volver a utilizar
	Identificador de producto
	Nº de reposición
	Código de lote
	Desta extremo arriba
	Frágil
	Almacenamiento Límites de temperatura -20°C - +49°C
	Almacenamiento Límite de humedad relativa 15% - 95%

Indicaciones de uso

Especúlo vaginal de un solo uso KleenSpec

El espéculo vaginal desecharable se utiliza para dilatar la vagina y exponer el interior de ésta y el exterior del cuello uterino durante los exámenes pélvicos y otros procedimientos ginecológicos. El espéculo vaginal puede usarse con o sin el iluminador.